

# Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet bérsterilizálást vállal

**Célunk, Versenyképes ár mellett maximális  
Rugalmassággal kiszolgálni Megrendelőinket**

Intézetünk steril anyag-eszköz előállítását a 2011. évben átadott, új, minden tekintetben rendkívül korszerű Központi sterilizálóban történik. Valódi központi sterilizálóként üzemeltetve tehát a nem steril eszközök gyűjtésétől kezdve, azok tisztításán és csomagolásán valamint sterilizálásán keresztül, egészen a steril anyag tárolásáig, a technológiai sor minden folyamatának elvégzése azonos helyen történik.

## Gépi műszer tisztító- fertőtlenítő berendezések



**1 db** kb. 15 l űrtartalmú **ultrahangos tisztító kád**

**2 db** Steris-Hamo típusú nagy teljesítményű **termikus fertőtlenítő** hatású műszertisztító-mosógép

A 3 vegyszer szivattyúval üzemelő készülék a mosási ciklus során enzimatis és alkáli tisztítószeres mosást, valamint termikus fertőtlenítést végez, majd a szárítást száradáskönnyítő vegyszer adagolásával segíti elő. A validált gépi mosási folyamatról regisztráció készül. A készülékek természetesen – a műszerek minőségének megóvása érdekében – lágyított és sótlanított mosó vízzel üzemelnek.

## Sterilizáló berendezések

### Gőzsterilizálás

**2 db** egyenként 400 litert meghaladó méretű, 6 nagy (60x30x30 cm) méretű doboz egyidejű sterilizálására alkalmas, nagy teljesítményű, korszerű **Webeco gyártmányú autokláv**.

Az autoklávok a szokásosnál rövidebb menetidejű (134 C°-on 4 perc) gyári programjai a műszerek kíméletesebb sterilizálását teszik lehetővé, így biztosítva azok hosszú idejű használatát.



## Alacsony hőmérsékletű sterilizálás



### 1 db 100 l térfogatú Sterrad 100 NX plazma sterilizáló

Talán jelenlegi legkorszerűbb alacsony hőmérsékletű (50 C°) sterilizáló eljárás. Felhasználó- és környezet barát.

Különösen javasolt a használata nagy értékű, sérülékeny optikai lencsékkel rendelkező merev és flexibilis endoszkópok kíméletes sterilizálására.

## Steril csomagolás

A megtisztított hő tűrő anyagokat, eszközöket egyedileg Stericlin típusú papír-fólia kombinációjú tasakba helyezünk, míg a műszertálca szetteket krepp papírba csomagoljuk.

A hőérzékeny anyagok eszközök egyedi csomagolására Tyvek csomagoló anyagot használunk.

A bérsterilizálás keretében egyedi eszközök steril csomagolását is tudjuk vállalni.



## Steril anyag tárolás

Saját, steril klimatizált raktárban, rozsdamentes polcokon

Nagy, steril tároló kapacitással rendelkezünk.



**ORSZÁGOS  
ORVOSI  
REHABILITÁCIÓS  
INTÉZET**

### Bérsterilizálás szakmai információ

Nagy Béla  
[b.nagy@rehabint.hu](mailto:b.nagy@rehabint.hu)  
 Szanatórium utca 19.  
 1528 Budapest  
 Telefax: +361-391-1999

### Bérsterilizálás általános információ

Sarkadi Attila  
[a.sarkadi@rehabint.hu](mailto:a.sarkadi@rehabint.hu)  
 Szanatórium utca 19.  
 1528 Budapest  
 Telefon: +3630-9080-588  
 Telefax: +361-391-1999